

Precizie Elvetiana

Termobalante "XM-60" & "XM-66" & "XM-120"



- ▶ Este cea mai performanta din linia de termobalante pe piata mondiala cu **noua sistem IDR (infrared DARK Radiator)** si sistemul electronic **BOOST**
- ▶ Functiuni Simple, foarte precise si usor de operat;
- ▶ Intruneste cele mai inalte standarde de calitate internationale.
- ▶ Datorita sistemului de incalzire **CHS** (clever heating system) si sistemul **Boost** (care este si reglabil) se obtin rezultate intr-un timp foarte scurt si de o precizie inalta.

- ✦ Adaptat si cu un sistem "**Auto-Stop**" care permite setari dupa functia de procent (%) sau de timp (sec.)
- ✦ Functiile statistice se poate fii setate.
- ✦ Cu ajutorul printerului se pot printa rezultatele conform normelor GLP, intr-un interval de timp cuprins intre 0.1 si 7 minute.
- ✦ Memoreaza 20 seturi de rapoarte/rezultate.
- ✦ + Sistem Antifurt

+ **Garantie Elvetiana / 24 luni**

Caracteristici Tehnice

MODELE: XM-60, XM-66 si XM-120

Sursa de Incalzire:

- ▶ **XM-60** - Mod de incalzire: Halogen, IR sau Dark radiation (la alegere).
- ▶ **XM-66** - Mod de incalzire: Halogen,
- ▶ **XM-120** - Mod de incalzire: Halogen, IR sau Dark radiation (la alegere).

Sistemul de cantarire:

- ▶ Domeniu de cantarire: 124 g, pentru XM60.
- ▶ Domeniu de cantarire: 310 g, pentru XM66.
- ▶ Domeniu de cantarire: 120 g, pentru XM120.
- ▶ Proba minima de cantarit: 0.2 g,
- ▶ Precizia de cantarire: 0.001mg,
- ▶ Precizia de citire: 0.001 g,
- ▶ Precizia de masurare: 1mg,

Procesul de Uscare:

- ▶ **Reproductibilitate:** 1g/0.2%, 10g/0.02%,
- ▶ **Precizia de citire:** 0.01 %.
- ▶ **Reproductibilitate:** 1g/0,2%, 10g/0,02%,

Domeniu de Temperatura:

- ▶ **Domeniu de temperatura:** 30 - 250°C,
- ▶ **Intervalele de temperature** sunt in trepte de 1°C,
- ▶ **gama de temperature:** in 2 puncte – la 100°C si la 160°C,
- ▶ **Intervale:** Boost (foarte rapid) +1 pentru model XM60
+3 pentru model XM120

Moduri de calibrare:

- ▶ **Balanta (partea de balanta):** cu o greutate de calibrare,
- ▶ **Temperatura:** se calibreaza in 2 trepte (100°C si la 160°C) cu senzor de temperature.



Dotari

- ▶ **Interfata** seriala RS 232 cu posibilitate de conectare la **PC** si la **printer**,
- ▶ Are incorporate o **memorie** pentru 5 programe complete,
- ▶ **Afisaj:** VFD Florescent (XM60, XM66) , LCD Touch Screen / comanda prin atingere (XM120)
- ▶ **Aplicatii/ Metode** : Internet down-Load

Certificate asociate

- ▶ Certificat de Calitate ISO 9001:2000,
- ▶ Certificat de Conformitate - Marcaj CE
- ▶ Certificat de Garantie – **24 luni** de la Multi-Lab si de la PRECISA
- ▶ Manual de operare in limba Romana si Engleza