

# Multi-Lab

## Frigidere / congelatoare portabile (PRF)



- Capacitate între **18-80 litri** ;
- Facilitatea de utilizare a aparatului în timpul transportului produselor, cu posibilitatea conectării la bricheta vehiculului (alimentare cu 12V sau 24V) și în același timp, prin incorporarea unui adaptor special permite utilizarea prin rețeaua electrică (110 și 230V, 50 și 60 Hz);
- **Structura** : material plastic rezistent la socuri, complet izolat astfel încât permite păstrarea temperaturii din interior pe o perioadă prelungită chiar și atunci când nu funcționează ;
- Usor de transportat ;
- Iluminare interioară ;
- Cos pentru păstrarea produselor;
- Temperatura din interior se reglează prin display digital și butoane de control (cu excepția modelului 18 cu reglare mecanică) ;
- **Reglarea temperaturii între** :  
+10°C și -18°C ;
- Siguranță, nivel scăzut de zgomot.
- Certificate și Conformitate **CE**

### Fisa tehnica

- ☞ Pentru modelul PRF 18 , temperatura poate fi controlată și reglată electro-mecanic printr-un buton, setare manuală ;



- ☞ Pentru alte modele panoul de control este dotat cu butoane și display digital care permite reglarea temperaturii (acuratețe : 1°C ) ; prin simpla atingere a butoanelor se poate programa temperatura dorită ; conectarea la o sursă electrică sau eventualele operații anormale sunt semnalizate prin 2 leduri indicatoare.



Modele :



## Specificatii tehnice

Model	18	25	35	40	50	80
Capacitate (litri)	18	25	35	40	50	80
Dimensiuni (W x D x H)	47 x 30 x 42	55 x 26 x 43	58 x 36 x 39	58 x 36 x 45	63 x 36 x 48	79 x 50 x 46
Finisaj extern	P	P	P	P	P	P
Finisaj interior	A	A	A	A	A	A
Izolatie (mm)	35	35	35	35	35	35
Capac izolat	1	1	1	1	1	1
I iluminare interioara	-	•	•	•	•	•
Cos din sarma	-	1	-	1	1	1
Termoregulator mecanic	•	-	-	-	-	-
Display si reglarea temperaturii digital	-	•	•	•	•	•
Racire (refrigerare) statica	•	•	•	•	•	•
Decongelare manuala	•	•	•	•	•	•
Agent frigorific	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A
Voltaj	12/24	12/24	12/24 110- 230/1/50-60	12/24 110- 230/1/50-60	12/24 110- 230/1/50-60	12/24 110- 230/1/50-60
Cablu pt conectare la DC si AC	•	•	•	•	•	•
Pret Euro Fara TVA						

**Nota:** P = material plastic special  
A = alb

## Camera de racire portabila termoelectrica (PTC)



- Capacitate intre **7** si **40** litri ;
- Facilitatea de utilizare a aparatului in timpul transportului produselor, cu posibilitatea conectarii la bricheta vehiculului (alimentare cu 12V sau 24V) si, in acelasi timp, prin incorporarea unui adaptor special permite utilizarea prin retea electrica (110 si 230V, 50 si 60 Hz);
- **Structura** : material plastic special rezistent la socuri, complet izolat astfel incat permite pastrarea temperaturii din interior pe o perioada prelungita chiar si atunci cand nu este in functiune;
- Usor de transportat ; diferite modele de manere in functie de dimensiuni ;
- **Performanta** : capabil de a raci temperatura ambianta de pana la **30°C** ;
- Regulator digital al temperaturii (in afara de modelul 7 care se regleaza mecanic);
- Poate fi utilizat in aplicatii din diferite sectoare.
- Certificate si Conformitate **CE**

Model	7	14	21	35	Pret Eur fara TVA
Capacitate (litri)	18	25	35	40	
Dimensiuni ( W x D x H )	19 x 33 x 28	30 x 45 x 33	30 x 45 x 42	38 x 55 x 46	
Finisaj exterior	P	P	P	P	
Finisaj interior	P	P	P	P	
Izolatie (mm)	30	30	30	30	
Capac izolat	1	1	1	1	
Termoregulator mecanic	•	-	-	-	
Display si reglare digitala a temperaturii	-	•	•	•	
Refrigerare fortata a aerului	•	•	•	•	
Voltaj	12 230/1/50	12/24 230/1/50	12/24 230/1/50	12/24 230/1/50	
Cablu pt conectare la DC si AC	•	•	•	•	

**Nota** : **P** = material plastic special

## Frigider - Recipient (container) izoterm (IC)



- capacitati intre **9** si **68** litri;
- **structura** : material plastic atoxic ( exclus modelul 54), cu carcasa exterioara din otel inoxidabil , nedeformabil , rezistent raza UV si anti-soc ;
- izolatie termica foarte buna datorita unui strat gros de spuma poliuretan lipsit de CFC si HCFC
- capac izolat cu inchidere ermetica ;
- manere potrivite pentru o folosire intensa si confortabila .
- Certificate si Conformitate **CE**

Model	Capacitate (litri)	Dimensiuni (W x D x H)	Finisaj exterior	Finisaj interior	Izolatie (mm)	Capac izolat	Pret Eur fara TVA
<b>9</b>	9	32 x 24 x 29	P	P	30	1	
<b>16</b>	16	38 x 24 x 36	P	P	30	1	
<b>24</b>	24	44 x 32 x 38	P	P	30	1	
<b>28</b>	28	49 x 29 x 34	P	P	30	1	
<b>36</b>	36	58 x 34 x 38	P	P	30	1	
<b>48</b>	48	64 x 34 x 37	P	P	30	1	
<b>54</b>	54	62 x 43 x 44	S	P	30	1	
<b>68</b>	68	72 x 39 x 41	P	P	30	1	

Nota : P = Material plastic  
S = Otel inoxidabil