

**Determinarea apei din produse petroliere si materiale bituminoase prin metoda de distilare Dean & Stark****Metoda de testare**

Se determina cantitatea de apa din produse petroliere, tar, asfalt si alte materiale bituminoase prin distilare.

**Aparat de distilare**

- Conform ASTM D95, E123, D244 si altor specificatii conexe. Este alcatuit din distilator, bec de gaz, sticlaria si piese de montare.

- Conform specificatiilor ASTM D95, E123, D244, **D370\***; AASHTO T55, T59; API MPMS Ch. 10.5; IP 74, 291; FTM 791-3001; ISO 3733; NF T 60-113  
\*este nevoie de alt set de sticlaria.

**Componente:**

Include refrigerant 400mm, colector 10mL, balon 1000mL si piese de legatura.

**Greutate:** 4.5kg

Cod Multi-Lab	Descriere
DS-31830	Aparat de distilare Dean & Stark / Include refrigerent 400mm, colector 10mL, balon 1000mL flask si piese de legatura.
<b>Accesorii Optionale</b>	
DS-31800	Instalatie de distilare din alama si cupru, cu capac si cleme defixare, garnitura si inel de etanseizare.
DS-31910	Bec de gaz, dia.12.7cm
DS-31810	Set sticlaria, include refrigerent 400mL, colector 10mL si 25mL
DS-31820	Echipament pentru montare, include suport si piese de fixare